

Магнитная повязка для глаз-помогает от усталости, мешков под глазами



Санкт-Петербург, Россия

НАЗНАЧЕНИЕ

- снятие усталости глаз;
- облегчение головной боли ;
- помощь при бессоннице ;
- предупреждение старения кожи;
- снятие отека век и темных кругов под глазами;
- профилактика образования морщин вокруг глаз;
- улучшение воздействия лечебных кремов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наденьте магнитную повязку-фиксатор, как обычную повязку на глаза, зафиксируйте «липучками». Не затягивайте повязку сильно, чтоб не нарушалось кровообращение.

СОСТАВ:

Неопрен, нейлон, 8 постоянных магнитов силой 500 Гаусс.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Поверхность изделия можно протирать слегка влажной тканью. В целях гигиены можно использовать чехол или повязки из натуральной ткани.

Изделия с постоянными магнитами следует оберегать от ударов о другие предметы, не бросать, не оставлять летом в машине или на солнце.

Не рекомендуется хранить вблизи аудио/видео кассет, дискет, банковских и др. магнитных карт во избежание размагничивания последних.

Более подробная информация на сайте butik-zdorovya.rf

Цена: **2 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Кочурова Юлия

+79312101788